

**OMRON**  
Líder mundial en monitores de presión arterial



**OMRON**

✓ Recomendados por los  
profesionales médicos y  
farmacéuticos



Distribuidor oficial en España  
Atención al Cliente / Servicio Técnico:

**PERÓXIDOS FARMACÉUTICOS S.A.**

Gran Via Corts Catalanes 533, pral.

08011 Barcelona (España)

Tfno. 934 517 878

Fax 934 515 750

e-mail: [info@peroxfarma.com](mailto:info@peroxfarma.com)

[www.peroxfarma.com](http://www.peroxfarma.com)



**OMRON**  
Medición de la tensión en casa  
cómoda y fiable

M6 Comfort | M3 | R3 | R2



Un solo botón de operación

**Tecnología Intellisense**  
Infla sólo lo necesario para cada medición, sin inflar en exceso ni necesidad de re-inflados



## M6 Comfort

(HEM-7300-E)

- Manguito Preformado: el mismo manguito cubre las tallas Mediana y Grande de brazo
- Sistema de comprobación dual
- Barra indicadora del nivel de presión arterial
- Sensor de ajuste correcto del manguito
- Detección de arritmias
- Sensor de movimiento corporal
- 90 memorias con fecha y hora
- Promedio de las 3 últimas mediciones

EAN: 4 015672102323  
CN 216135.1

## M3

(HEM-7051-E)

- Barra indicadora del nivel de presión arterial
- Sensor de ajuste correcto del manguito
- Detección de arritmias
- 60 memorias con fecha y hora
- Promedio de las 3 últimas mediciones

EAN: 4 015672104594  
CN 221416.3

## R3

(HEM-6200-E)

- Medición durante el inflado
- Barra indicadora del nivel de presión arterial
- Detección de arritmias
- 60 memorias con fecha y hora
- Promedio de las 3 últimas mediciones
- Para perímetros de muñeca de 13.5 a 21.5 cm

EAN: 4 015672104778  
CN 218635.4

## R2

(HEM-6113-E)

- Medición durante el inflado
- Indicador de presión arterial alta
- 30 memorias
- Para perímetros de muñeca de 13.5 a 21.5 cm

EAN: 4 015672104815  
CN 383430.8