



since 1920

ICO(plus3[®]) icouro (**SISTEM**

ICO(venda[®]) ICO(technology[®]) ICO (sponge[®])

ICO(plus3[®]) - Jeringas de 3 cuerpos sin aguja



ID DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	CN
UN15649	JERINGA ICOPLUS3 2,5ML LUER CENTRAL	379651.4
UN15651	JERINGA ICOPLUS3 5ML LUER CENTRAL	379636.1
UN15652	JERINGA ICOPLUS3 10ML LUER CENTRAL	379610.1
UN15656	JERINGA ICOPLUS3 10ML LUER EXCÉNTRICO	379675.4
UN15659	JERINGA ICOPLUS3 20ML LUER EXCÉNTRICO	379694.4
UN15671	JERINGA ICOPLUS3 50ML LUER EXCÉNTRICO	379693.4
UN15675	JERINGA ICOPLUS3 50ML LUER LOCK	379685.9

- **Jeringa de 3 PIEZAS sin aguja**, de un solo uso para la aplicación de soluciones inyectables y extracción de sangre.
- **Producto libre de sustancias halogenantes.**
- **Cilindro y émbolo** en polipropileno de alta transparencia.
- **Esterilizadas** por óxido de etileno según ISO 11135.
- **Producto libre de látex.**
- **Envasadas** en blister unitario de papel y polietileno que garantiza total seguridad y hermeticidad.
- **Caducidad:** 5 años desde su esterilización.

ICO(plus3[®]) - Jeringas de 3 cuerpos con aguja



N14002 N14005 N14008 N14010 N14011 N14019 N14022 N14025 N14028 N14032

- **Composición**

Cilindro y vástago: Polipropileno no tóxico y apirógeno. El interior del cilindro está recubierto por una fina capa de lubricante siliconado.

Pistón: Poli-isopreno (elastómero sintético).

- **Método de esterilización:** Esterilizadas con óxido de etileno según ISO 11135.

- **Caducidad:** 5 años desde la fecha de esterilización.

- **Jeringas** para la administración segura y fiable de sustancias inyectables y extracción de fluidos corporales.
- **Envasadas** en un blister unitario termosellado para asegurar su hermeticidad.
- **Producto libre de sustancias halogenantes.**

ID DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	CN
UN14002	JERINGA ICOPLUS3 2,5ML G23 0,6X25	379834.1
UN14005	JERINGA ICOPLUS3 2,5ML G22 0,7X30	379826.6
UN14008	JERINGA ICOPLUS3 2,5ML G21 0,8X40	379818.1
UN14010	JERINGA ICOPLUS3 5ML G22 0,7X30	379800.6
UN14011	JERINGA ICOPLUS3 5ML G21 0,8X40	379792.4
UN14019	JERINGA ICOPLUS3 5ML G20 0,9X25	379784.9
UN14022	JERINGA ICOPLUS3 10ML G22 0,7X30	379776.4
UN14025	JERINGA ICOPLUS3 10ML G21 0,8X40	379768.9
UN14028	JERINGA ICOPLUS3 10ML G20 0,9X25	379750.4
UN14032	JERINGA ICOPLUS3 20ML EX G21 0,8X40	379743.6

ICO(plus3[®]) - Jeringas de insulina con aguja y sin aguja



- Jeringas de un solo uso.
- Con y sin espacio muerto para las administraciones de insulina.
- La ausencia de espacio muerto permite la administración de la dosis exacta.
- Presentación en bolsas de 10 unidades y cajas de 10 bolsas (100 unidades).

ID DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	CN
UN14080	JERINGA ICOPLUS3 1ML INSULINA G25 0,5X16	164624.8
UN14103	JERINGA ICOPLUS3 0,3ML INSULINA G30 0,3X8	345900.6
UN14105	JERINGA ICOPLUS3 0,5ML INSULINA G30 0,3X8	388587.4
UN14107	JERINGA ICOPLUS3 0,5ML INSULINA G29 0,33X12	165100.6
UN14108	JERINGA ICOPLUS3 1ML INSULINA G30 0,3X8	165084.9
UN14112	JERINGA ICOPLUS3 1ML INSULINA G29 0,33X12	165092.4
UN15663	JERINGA ICOPLUS3 1ML INSULINA	164707.8

ICO(plus3[®] - Jeringas de Tuberculina



UN14050

N14085

N14360

- Jeringa con y sin aguja para tuberculina sin espacio muerto.
- El interior del cilindro está recubierto por una fina capa de lubricante siliconado de grado médico.
- Envasadas en blisters individuales y en cajas de 100 unidades.
- Producto de un solo uso.

ID DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	CN
UN14050	JERINGA ICOPLUS3 1ML TUBERCULINA G26 0,45X12	359133.1
UN14085	JERINGA ICOPLUS3 1ML TUBERCULINA G25 0,5X16	377465.9
UN14360	JERINGA ICOPLUS3 1ML TUBERCULINA	306167.1

ICO(plus3[®]) - Agujas Luer hipodérmicas estériles



- **Agujas** para la administración segura e indolora de sustancias inyectables y extracción de fluidos corporales.
- **Agujas indoloras** gracias al triple biselado de la punta y a la lubricación con aceite de silicona de grado médico.
- **Conos coloreados** según norma ISO 6009 para una fácil identificación.
- Presentación estandarizada en blisters individuales y cajas de 100 unidades.

ID DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	CN
UN16101	AGUJA ICOPLUS LUER G27 0,4X12	354340.8
UN16102	AGUJA ICOPLUS LUER G25 0,5X16	379347.6
UN16104	AGUJA ICOPLUS LUER G23 0,6X25	379024.6
UN16106	AGUJA ICOPLUS LUER G22 0,7X30	379487.9
UN16125	AGUJA ICOPLUS LUER G21 0,8X40	379446.6
UN16132	AGUJA ICOPLUS LUER G18 1,2X40	154739.2
UN16200	AGUJA ICOPLUS LUER G21 0,8X25	353805.3
UN16205	AGUJA ICOPLUS LUER G20 0,9X25	353797.1
UN16212	AGUJA ICOPLUS LUER G19 1,1X25	353813.8

ICO (technology)[®] - Termómetro digital flexible



- Punta flexible
- Lectura rápida 10´
- Pitillo fin de medición
- 3 colores indicadores de fiebre
- Resistente al agua
- Memoria de tomas
- Pantalla grande
- Luz de fondo

ID DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	CN
105017046	ICO TERMOMETRO DIGITAL FLEXIBLE	214446.0

ICO (technology)[®] - Termómetros digitales rígidos



105017035

Fácil de usar

- Fácil lectura, pantalla LCD.
- Un pitido avisa cuando la medición ha finalizado
- Alarma de fiebre

Rápido

- Mide la temperatura en 60 segundos
- Puede ser usado por vía oral, rectal o bajo la axila.

Preciso

- ± 0.1 Grados Centígrados
- Rango de medición 32°C - 42°C.

ID DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	CN
105017035	TERMOMETRO DIGITAL ICO MOD. MT-101 60 S	181658.0

ICO (technology)[®] - Termómetro infrarrojos sin contacto



NON CONTACT
TERMO FAMILY
Medición por infrarrojos

- El termómetro de infrarrojos TERMOFAMILY mide la temperatura sin necesidad de contacto físico. No es invasivo.
- Cómodo y sencillo de manejar.
- Iluminación de pantalla en varios colores.
- Medición en segundos de la temperatura corporal y de la temperatura de objetos.
- Prevención de posibles infecciones que conlleva el uso de termómetros convencionales.
- Tiempo de respuesta inferior a dos segundos.
- Pantalla LCD grande con iluminación.
- Función multimedición.
- Indicador de fiebre.
- Seguro y preciso.
- Fácil de usar.

ID DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
C2496	TERMÓMETRO ICO FAMILY SIN CONTACTO



ID DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	CN
105017038	ICO TERMOMETRO SIN CONTACTO SUSANA	201366

ICO (technology)[®] - Termómetro infrarrojos sin contacto



- El termómetro de infrarrojos ICO sin contacto ELENA mide la temperatura sin necesidad de contacto físico. No es invasivo.
- Diseño ergonómico y fácil de sujetar.
- Pantalla que facilita la lectura de la temperatura.
- Medición en menos de un segundo de la temperatura corporal.
- Medición precisa con variación de 0,2 grados.
- Memoria de 32 mediciones.
- Pilas fácilmente intercambiable.
- Autoapagado en 60 segundos.

ID DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
105017037	TERMÓMETRO ICO SIN CONTACTO ELENA

ICO TEST DE EMBARAZO



- Test in-vitro de autodiagnóstico del embarazo capaz de detectar de forma rápida y fiable la hormona gonadotropina coriónica (hCG), responsable de todos los síntomas tempranos del embarazo. Si esta hormona está presente en la muestra de orina, reacciona con partículas de látex a través de los anticuerpos específicos anti hCG que la recubren, en cuyo caso el test mostraría un resultado positivo. Esta prueba puede detectar concentraciones de la hormona gonadotropina coriónica en la orina igual o mayor a 25 Miu/ml, por lo que posee una precisión y fiabilidad del 99% desde los primeros días de retraso de la menstruación.

ID DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	CN
109058017	ICO TEST DE EMBARAZO	259085.4

*ICO TEST sustituye al CLABITEST Test de embarazo. Es exactamente el mismo dispositivo, pero bajo la marca ICO

icouro (**SISTEM** - Bolsa de orina para cama



17740

- Capacidad: 2.000 ml.
- Con válvula anti-retorno (V.A.R.).
- Con **válvula de seguridad** que evita posibles infecciones al impedir el retorno de su contenido a través de la sonda.
- **Dispone de un recorte lateral** que facilita el vaciado después de su utilización.

ID DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	CN
17740	BOLSA DE ORINA ICO 2L C/VAL ASSS	478073.4

ícouro (SISTEM

Contenedores muestras de orina



17112
Contenedor de orina
2L 24 h con asa.

- **Contenedores** indicados para el transporte de líquidos o sólidos desde el lugar de la toma de muestras hasta el laboratorio.
- **Con cierre hermético** de alta seguridad.
- **El tapón** garantiza una hermeticidad total, tanto por la parte exterior como por la interior, ya que presenta un reborde interno que encaja perfectamente en el interior del frasco.

ID DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	CN
17112	CONTENEDOR DE ORINA ICO C/ASA 2L FCIA	264465.6

Recogida de orina



17236S

- Cuña femenina de forma muy anatómica y bordes redondeados para impedir los cortes.
- Es especialmente adecuada para el uso hospitalario ya que se puede esterilizar por autoclave y es apto para su lavado en lavadoras automáticas para lo cual está especialmente pensada el asa que presenta.

ID DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	CN
17236S	CUÑA SANITARIA FEMENINA	-

ICO (sponge)[®] - Esponjas jabonosas de un solo uso.



2104

- Cómodas y fáciles de usar.
- Previenen del contagio ya que son desechables y NO DEBEN SER UTILIZADAS DOS VECES. Control, y además, ahorro en el consumo de jabón, ya que ya lo incorpora.
- Diseñadas para encajar en su mano perfectamente, facilitando así su uso, esta esponja está compuesta por una trama de fibras impregnadas de jabón dermatológico, y además por un tejido inferior de apoyo.
- El jabón de la esponja es de pH neutro, ayudando al cuidado y protección de la piel, y produciendo una agradable suavidad y sensación táctil, ideal para pieles sensibles o delicadas.

ID DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
2104	ESPONJA ICOSPONGE NP.12X20 CM. 100 G. (24 udes)

ICO (venda)[®] - Vendas de farmacia crepé



3593BV



3595BV



3597BV

Con grapa

Firme sujeción
Porosa y transpirable

ID DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	CN
3593BV	VENDA CREPE ICO 4X7 FCIA.	492157.1
3595BV	VENDA CREPE ICO 4X10 FCIA.	492165.6
3597BV	VENDA CREPE ICO 10X10 FCIA.	492173.1

- Venda elástica de crepé libre de látex.
- **Cómoda, porosa y transpirable.** No limita la movilidad.
- **Incorpora una "grapa"** que permite sujetarla una vez colocada, e impide que se desenrolle evitando así la pérdida de compresión y garantizando una óptima y duradera colocación.
- **Indicada en todo tipo de lesiones traumáticas** proporcionando una inmovilización por compresión constante.
- **Composición:** 99% algodón y 1% elastómero. Libre de látex.
- **Gramaje:** 100 g/m²
- **Elongación (1 N/cm) superior al 100%.**
- **Color crudo** con hilos de color rojo marcando los orillos.
- **Lavable a mano.**

 Peroxfarma



since 1920