

# OMRON

**Nº 1** MARCA  
RECOMENDADA  
POR CARDIÓLOGOS\*





**Nº1** MARCA RECOMENDADA POR CARDIÓLOGOS\*



**EVOLV**  
C.N. 187000.1  
Manguito Intelli Wrap 360° Tallas M-L.  
Sin tubo.  
Indicador de latido arritmico.

**M7 Intelli IT**

C.N. 198377.0  
Manguito Intelli Wrap 360°. Tallas M-L.  
Indicador Fibrilación Auricular.  
3 mediciones.



**Complete**  
C.N. 209279.2  
2 en 1: Tensiómetro y ECG.

**RS2**  
C.N. 196407.6  
Indicador de latido arritmico.

BRAZO

MONITORES DE PRESIÓN ARTERIAL

MUÑECA

**M3 Comfort**

C.N. 198375.6  
Manguito Intelli Wrap 360°. Tallas M-L.  
Indicador de latido arritmico.

**M3 Profesional**

C.N. 199207.9  
Tecnología Intellisense.  
Indicador de latido arritmico.  
Compatible con el brazalete pediátrico.

**M2**  
C.N. 171994.2  
Tecnología Intellisense.  
Indicador de latido arritmico.  
Compatible con el brazalete pediátrico.

**RS7 Intelli IT**  
C.N. 196409.0  
Con sensor de posición con indicador Led.  
Indicador de latido arritmico.



\* Para tensiómetros domésticos en Europa (EU7) Kantar Insights, encuesta a 592 cardiólogos (2021)



C.N. 209279.2



C.N. 187000.1



C.N. 198377.0



C.N. 198375.6



C.N. 199207.9



C.N. 171994.2



C.N. 196409.0



C.N. 196407.6

**Características**

Modelo	Complete	EVOLV	M7 Intelli IT	M3 Comfort	M3 Profesional	M2	RS7 Intelli IT	RS2
Código de producto	HEM-7530T-E	HEM-7600T-E	HEM-7361T-EBK	HEM-7155-E	HEM-7154-E	HEM7143E	HEM-6232T-E	HEM-6161-E
ECG de una sola derivación	●							
Diseño todo en uno Sin tubos. Sin cables. Simplemente, preciso.		●						
Detección de la fibrilación auricular (AFib)	●		●					
Detección de latido arritmico	●	●	●	●	●	●	●	●
Indicador de nivel de presión arterial Indica si el resultado supera el nivel recomendado			●	●	●	●	●	
Detección de movimiento corporal Avisa si se detecta demasiado movimiento durante la medición	●	●	●	●	●		●	
Medición silenciosa							●	
Sensor de posicionamiento							●	
Función de 3 mediciones			●					
Función de comparación			●					
Aplicación OMRON connect	●	●	●				●	
Capacidad de memoria	1 usuario x 100*	1 usuario x 100*	2 usuarios x 100*	2 usuarios x 60*	2 usuario x 60	1 usuario x 30	2 usuario x 100	1 usuario x 30
Tecnología Intelli Wrap Cuff Resultados precisos en cualquier posición alrededor de la parte superior del brazo		●	●	●				
Tecnología Intellisense Medición sin tener que inflar demasiado el manguito	●	●	●	●	●	●	●	●
Guía para el ajuste del manguito Facilita mediciones precisas	●	●	●	●	●	●	●	●
Perímetro y tipo de manguito / Tamaño del manguito	Manguito Easy Cuff 22-42 cm	Intelli Wrap Cuff Integrado (Preformado) 22-42 cm	Intelli Wrap Cuff Integrado (Preformado) 22-42 cm	Intelli Wrap Cuff Integrado (Preformado) 22-42 cm	Manguito Easy Cuff 22-42 cm (Compatible con el manguito pediátrico)	Manguito mediano 22-32 cm (Compatible con el manguito pediátrico)	13,5 - 21,5 cm	13,5 - 21,5 cm
Compatible con adaptador de corriente			Sí	Sí	Sí	Sí		



\* Este dispositivo almacena 100 mediciones en su memoria. Para ver las mediciones, es necesario sincronizar el dispositivo con su smartphone mediante la aplicación OMRON connect.

**OMRON**

**COMPLETE**





Complete

## 2 en 1: Tensiómetro y ECG de una sola derivación de uso doméstico

(HEM-7530T-E3)  
Ref. 105021002



OMRON Complete es un tensiómetro preciso y sencillo con registro de ECG. Este monitor registra las mediciones y realiza un seguimiento de los datos.

**ECG de una sola derivación:** Se realiza con una comprobación regular de la presión arterial y mide dos parámetros críticos al mismo tiempo con un dispositivo intuitivo que ofrece una vigilancia sin complicaciones.

**Cribado de un amplio rango de enfermedades cardíacas:** Irregularidades del ritmo cardíaco (AFib, taquicardia, bradicardia), hipertensión e hipotensión, ritmo sinusal normal.

**Detección de movimiento corporal:** Avisa si se detecta demasiado movimiento durante la medición para evitar lecturas imprecisas.

**Sencillo, preciso, instantáneo:** Introduzca la medición en su rutina diaria de forma sencilla, con resultados claros al instante para poder realizar un seguimiento del progreso.

**Aplicación OMRON connect:** Transferencia de datos automática. Conéctese. Acceda en cualquier momento. Consulte el progreso.

**Tecnología Intellisense:** Medición sin tener que inflar demasiado el manguito.

**Guía para la colocación del manguito:** Incluye un indicador para informar al usuario si el manguito se ha colocado correctamente.



OMRON ECG EXPOSITOR 2023



Ref. 4999117000  
OMRON ECG expositor 2023  
25 x 20 x 25 cm

OMRON VINILO CIRCULAR ECG



Entrega formador  
Ref. 4999118001  
OMRON ECG vinilo circular  
18 cm de diámetro

OMRON TOTEM



Ref. 4999118017  
OMRON totem ECG  
50 x 130 cm



# Cápsulas formativas

## OMRON

 Sesiones grupales

 Online

 Te enviaremos recordatorio por mail

Sesiones posibles

Jueves 11 de abril

Jueves 16 de mayo

Primera sesión

**10.30h**

Segunda sesión

**14.30h**

Tercera sesión

**17.30h**



## OMRON Complete

2 en 1: Monitor de presión arterial y electrocardiograma

**OMRON**

# Presión arterial

**Monitores de brazo**

Uso doméstico y profesional





# OMRON EVOLV



iPhone & Android™



(HEM-7600T-E)  
C.N. 187000.1



Nuevo monitor de presión arterial para brazo todo en uno.

Facilita la toma de mediciones precisas en cualquier posición alrededor del brazo<sup>1</sup> y se conecta de manera inalámbrica para permitir llevar un registro de los resultados.



Manguito Intelli Wrap 360° de precisión



Indicador de latido arritmico del corazón



Sensor de movimiento



Fiabilidad y precisión

Portátil  
12 x 8,5 cm

Circunferencia de brazo  
22-42 cm

Diseño elegante

La tecnología Intellisense hincha el manguito hasta el nivel ideal para cada uso



Resultados instantáneos en pantalla y 100 mediciones en la memoria interna

Botón de vinculación para conectar al teléfono vía bluetooth

Botón de Inicio / Parada

<sup>1</sup> Bilo G et al. Hypertens Res 2017. 40(6): 573-580.



## M7 INTELLI IT

BRAZO



HEM-7361T-EBK  
C.N. 198377.0



Manguito Intelli Wrap 360° de precisión.  
Tallas M-L.



Indicador Fibrilación Auricular (Arritmias)  
3 mediciones.



Omron Connect

Lecturas matutinas y vespertinas.

Compatible con adaptador de corriente.

## M3 COMFORT

BRAZO



HEM-7155-E  
C.N. 198375.6



Manguito Intelli Wrap 360° de precisión.  
Tallas M-L

Indicador de latido irregular.

Compatible con adaptador de corriente.

## M3 PROFESIONAL

BRAZO



HEM-7154-E

Indicador de latido irregular.

Con manguito Easy (22 a 42 cm.)  
Compatible con manguito pediátrico.

Compatible con adaptador de corriente.

## M2

BRAZO



HEM-7121-E  
C.N. 171994.2

Indicador de latido irregular.

Con manguito Easy (22 a 42 cm.)  
Compatible con manguito pediátrico.

Compatible con adaptador de corriente.



OMRON CUBOS M3 2023 (KIT 2 CUBOS)




Ref. 4999119000

REGLETA OMRON 2023



Ref. 4997071000

LÁMINAS DE REGISTRO DE LA TENSIÓN



Ref. 4999112000  
OMRON ficha registros tension  
(Bloc 20 U)



**USO PROFESIONAL**

**MAPA  
HEM-BP5**

Dispositivo portátil que permite la medición continua y automática de la presión arterial (24-48h).

Incluye software para programar el dispositivo.



**HBP-1320**

Tensiómetro profesional de brazo superior.

Modo automático y manual.

Modelo robusto y resistente. Ideal para ambulancias.



**HEM-907**

Tensiómetro profesional de brazo superior.

Modo automático y manual.



MONITORES  
DE PRESIÓN ARTERIAL  
PROFESIONALES

**OMRON**

**Nº 1** MARCA  
RECOMENDADA  
POR CARDIÓLOGOS\*



USO PROFESIONAL

MONITORES DE PRESIÓN ARTERIAL PROFESIONALES



Características

Modelo	MAPA	HBP-1320-E	HEM-907
Código de producto	HEM-BP5	HBP-1320-E	HEM-907-E7
Modo promedio	● (PC)		●
Detección de latido arrítmico	● (PC)	●	●
Detección de movimiento corporal	● (PC)	●	
Software para programación	●		
Portátil	●	●	●
Modo manual		●	●
Modo automático	●	●	●
Tamaño del manguito incluido	24-32 cm	22-32 cm 32-44 cm	22-32 cm
Manguitos compatibles	Pequeño 32-42 cm	12-18 cm 17-22 cm 22-32 cm 32-42 cm 42-50 cm	17-22 cm 22-32 cm 32-42 cm
Memoria	+400	Última lectura	
Fácil de limpiar	●	●	
Adaptador de CA incluido		●	●
Batería recargable		●	●

**OMRON**

# Presión arterial

## Monitores de muñeca





NOVEDAD

## NightView Medición de la presión arterial día y noche



HEM-9601T-E3  
Ref. 105019070



Una vista completa de la presión arterial durante el día y la noche en casa para mejorar las decisiones sobre el tratamiento a seguir.

- **Precisión clínicamente validada:** se ha demostrado que proporciona mediciones exactas en diferentes posiciones.
- **Cómodo y totalmente silencioso:** el bombeo totalmente silencioso infla el manguito con suavidad y el tiempo de compresión inferior favorece la calidad del sueño. Menor alteración del sueño que MAPA (< 20 % con NightView y >70 % con MAPA con manguito de brazo)<sup>27</sup>.
- **Detección de latido arrítmico:** puede detectar un ritmo cardíaco irregular durante el control rutinario de la presión arterial.
- **Sensor de posicionamiento LED:** para garantizar la precisión de los resultados durante el día.
- **Capacidad de memoria:** 1 usuarios x 350 memorias.
- **Aplicación OMRON connect:** transferencia de datos automática. Conéctese. Acceda en cualquier momento. Consulte el progreso.
- **Diseño de manguito de muñeca inteligente:** diseñado para ofrecer comodidad y facilidad de uso, durante el día o la noche, con 3 mediciones automáticas por noche (13,5-21,5 cm).



RS7 INTELLI IT

MUÑECA



iPhone & Android™



HEM-6232T-E  
C.N. 196409.0

Sensor de posición con indicador LED.

**Tecnología Intellisense.**

Medición sin sobreinflado innecesario del manguito.

Silencioso.

Indicador de latido irregular.

Detección de movimiento corporal.



Omron Connect

RS2

MUÑECA



HEM-6161-E  
C.N. 196407.6

Indicador de latido irregular.

**Tecnología Intellisense.**

Medición sin sobreinflado innecesario del manguito.

# Nebulizadores

Uso doméstico y profesional

**OMRON**





**Nº 1** MARCA RECOMENDADA POR CARDIÓLOGOS\*

NEBULIZADORES

**C28P**  
C.N. 320945.8  
Nebulizador altamente eficiente para uso frecuente

 **Vías respiratorias inferiores**  
 Apto para niños y adultos



**A3 Complete**  
C.N. 175402.8  
Nebulizador único ajustable 3 en 1  
   **Vías respiratorias superiores, medias e inferiores**  
 Apto para niños y adultos



**NE-C803-E**  
Nebulizador compresor ligero y silencioso  
 **Vías respiratorias inferiores**  
 Apto para niños y adultos



**Duobaby**  
C.N. 182682.4  
Nebulizador compresor 2 en 1 con aspirador nasal integrado  
  **Vías respiratorias superiores o inferiores**  
 Apto para bebés



**UltraAIR Pro U780**  
Nebulizador ultrasónico profesional  
 **Vías respiratorias inferiores**  
 Apto para niños y adultos



**Nami Cat**  
C.N. 208047.8  
Nebulizador apto para niños  
 **Vías respiratorias inferiores**  
 Apto para bebés y niños



**MicroAir U100**  
C.N. 187629.4  
Nebulizador portátil, alivio desde cualquier ángulo o posición  
 **Vías respiratorias inferiores**  
 Apto para bebés, niños y adultos



**CompAIR Pro C900**  
Nebulizador compresor profesional  
 **Vías respiratorias inferiores**  
 Apto para niños y adultos





NEBULIZADORES



C.N. 187629.4



C.N. 208047.8



C.N. 182682.4



C.N. 175402.8



C.N. 320945.8



USO PROFESIONAL



Características

Modelo	MicroAir U100	Nami Cat	Duobaby	A3 Complete	C28P	NE-C803	UltraAIR Pro U780	CompAIR Pro C900
Código del producto	NE-U100-E	NE-C303K-KDE	NE-C301-E	NE-C300-E	NE-C105-E	NE-C803-E	NE-U780-E	NE-C900-E
Tipo	Nebulizador de malla	Nebulizador con compresor	Nebulizador con compresor + dispositivo de aspirador nasal	Nebulizador con compresor	Nebulizador con compresor	Nebulizador con compresor	Nebulizador ultrasónico	Nebulizador con compresor
Patología	Vías respiratorias inferiores	Vías respiratorias inferiores	Vías respiratorias superiores e inferiores	Vías respiratorias superiores, medias e inferiores	Vías respiratorias inferiores	Vías respiratorias inferiores	Vías respiratorias inferiores	Vías respiratorias inferiores
Usuario	Adulto, niño, bebé	Adulto, niño, bebé	Bebé	Adulto, niño	Adulto, niño	Adulto, niño	Adulto, niño	Adulto, niño
Uso recomendado	Portátil	Uso doméstico	Uso doméstico	Uso doméstico	Uso doméstico	Uso doméstico	Uso profesional	Uso profesional
Tamaño de las partículas (MMAD)	4,5 µm	3,4 µm	Tapas de Inhalación Vías respiratorias superiores: 9µm Tapas de Inhalación Vías respiratorias inferiores: 4 µm	Posición 1: 10 µm Posición 2: 5 µm Posición 3: 3 µm	2,65 µm	3 µm	4,6 µm	3 µm
Producción de aerosoles	0,5 ml	0,35 ml/min	Tapas de Inhalación Vías respiratorias superiores: 0,54 ml Tapas de Inhalación Vías respiratorias inferiores: 0,5 ml	Posición 1: 0,45 ml Posición 2: 0,53 ml Posición 3: 0,36 ml	0,7 ml	0,3 ml/min	3,04 ml	0,57 ml
Tasa de producción de aerosoles	0,1 ml/min	0,21 ml	Tapas de Inhalación Vías respiratorias superiores: 0,16 ml/min Tapas de Inhalación Vías respiratorias inferiores: 0,12 ml/min	Posición 1: 0,15 ml/min Posición 2: 0,12 ml/min Posición 3: 0,1 ml/min	0,12 ml/min	0,05 ml/min	0,14 ml/min	0,08 ml/min
% aerosol < 5 µm	57%	65%	Parte superior de inhalación 1: 28 % Parte superior de inhalación 2: 63 %	Posición 1: 25% Posición 2: 0,5 50% Posición 3: 73%	70%	70%	57%	65%
Capacidad del depósito de medicación	10 ml	12 ml	12 ml	12 ml	10 ml	10 ml	150 ml (mín. 10 ml)	7 ml
Volumen residual	0,5 ml	0,7 ml	0,7 ml	0,7 ml	0,7 ml	0,7 ml	< 10 ml	< 0,7 ml
Nivel de ruido	20 dB	58 dB	63 dB	65 dB	55 dB	< 45 dB	< 40 dB	55 dB
Peso	0,12 kg	1,1 kg	1,7 kg	1,3 kg	1,3 kg	0,18 kg	2,5 kg (solo la unidad principal)	2,2 kg (solo el compresor)
Baterías	2 pilas AA							

NE - C803-E  
**Nebulizador compresor  
ligero y silencioso**

Indicado para el tratamiento de complicaciones del tracto respiratorio como asma, bronquitis o alergias.

- Excelente relación calidad- precio.
- **Nebulizador compresor** muy silencioso.
- **Ligero y portátil** para un uso fácil, rápido y práctico.
- **Eficiente:** on tamaño de partícula MMAD de 3  $\mu$ m y velocidad de nebulización de 0,30 ml/min.



## Compresor C28P Nebulizador para adultos y niños

OMRON C28P es un nebulizador versátil desarrollado con Tecnología de Válvula Avanzada que minimiza la pérdida de medicamento liberando de forma precisa y óptima la dosis en los pulmones del paciente.

- Tecnología de Válvula Avanzada.
- Vías respiratorias inferiores (asma, EPOC, bronquitis, bronquiolitis, tos y resfriado).
- Diseño intuitivo.
- Uso frecuente y ocasional.
- Incluye kit nebulizador para niños y adultos que permite que pueda ser usado por toda la familia.



NE-C105-E  
Ref. 105023019



Conector de soporte  
(para el tratamiento  
mientras está tumbado)



Boquilla con la nueva  
"Tecnología avanzada de válvulas"



Máscaras para niños y adultos de bordes suaves





MicroAIR U100

NE-U100-E  
C.N. 187629.4



Nebulizador de malla totalmente portátil.

Funcionamiento silencioso con un solo botón que permite un uso discreto.

Opcionalmente se puede usar con un adaptador de corriente específico.

Permite una nebulización estable en diferentes ángulos.

DUOBABY con Aspirador Nasal

NE-C301-E  
C.N. 182682.4



Nebulizador 2 en 1 con aspirador nasal.

El uso combinado del aspirador nasal y el nebulizador está clínicamente comprobado: menos días sintomáticos, episodios sintomáticos más cortos y menor uso de medicamentos (salbutamol).

Aspirador nasal: Limpia suavemente la nariz.

Nebulizador combinado para un tratamiento eficaz de las vías respiratorias superiores e inferiores.

Resultados clínicamente probados en la eficiencia del tratamiento.

Especialmente desarrollado para los bebés.

A3 Complete

NE-C300-E  
C.N. 175402.8



Nebulizador único ajustable 3 en 1.

Tratamiento completo de las vías respiratorias superiores, medias e inferiores.

Eficacia clínicamente probada para el tratamiento de las vías respiratorias superiores e inferiores: mejora significativa de los parámetros de flujo inspiratorio nasal y de la función pulmonar.

Llega profundamente a los pulmones y permite un rápido alivio de las vías respiratorias superiores.

Nebulización eficiente de las principales clases de medicamentos, ya sea en forma pura o en forma de mezclas.

Tratamiento rápido en menos de 8 minutos\*.

NAMICAT NEB6024

NE-C303K-KDE



Nebulizador único ajustable 3 en 1.

Tratamiento completo de las vías respiratorias superiores, medias e inferiores.

Eficacia clínicamente probada para el tratamiento de las vías respiratorias superiores e inferiores: mejora significativa de los parámetros de flujo inspiratorio nasal y de la función pulmonar.

Llega profundamente a los pulmones y permite un rápido alivio de las vías respiratorias superiores.

Nebulización eficiente de las principales clases de medicamentos, ya sea en forma pura o en forma de mezclas.

Tratamiento rápido en menos de 8 minutos\*.

\* Basado en el volumen de llenado inicial de 5,5 ml de solución salina isotónica en la posición uno.



## USO PROFESIONAL

### UltraAIR Pro U780

NE-U780  
C.N.



Nebulizador ultrasónico profesional silencioso.

Depósito de medicación de 150 ml extraíble para facilitar su limpieza y desinfección.

Cantidades correctas de medicación: 10 ml mínimo - 150 ml máximo.

Tasa de nebulización: Aprox. entre 0,5 ~ 3 ml/ min ajustables.

Tamaño de partícula: DMMA 4,61  $\mu\text{m}$  (DMMA = diámetro de masa media aerodinámica).

Flujo de aire: Máx. 17 L/min.

Capacidad del recipiente de medicación: Aprox. 150 ml (min. 10 ml)

Dispositivo de uso frecuente e intensivo.

### C900

NE-C301-E  
C.N. 182682.4



Nebulizador compresor profesional de alto flujo.

Nebuliza prácticamente todo tipo de medicación.

Produce el tamaño ideal de partícula para su deposición y absorción en vías bajas (bronquiolos y alvéolos).

Indicado en personas con enfermedades respiratorias como asma, EPOC, enfisema, bronquitis crónica, que necesiten medicación administrada por vía pulmonar, en forma de aerosol.

El alto flujo de salida de 7L (flujo de aire L/min) a 100 kPa (presión) cumple con los requerimientos para el uso hospitalario. La tasa de nebulización de 0.4 ml/min asegura un tratamiento rápido y conveniente de asma, bronquitis crónica, alergias y otros trastornos respiratorios.

El DMMA de 3  $\mu\text{m}$  asegura una eficaz deposición pulmonar en vías bajas.



Folleto Cons. Nebulizador DUOBABY (portafolletos con 20u.)

4986031000



Ficha Nebulizador U780

4999121000



STOPPER A3

4987011003



REGLETA A3

4987011002



FICHA NEBULIZADOR C900

4999120000



DISPLAY ROTATORIO A3 (con 20 folletos)

4987010000



**OMRON**

# Otros productos





# Básculas

VIVA HBF-222T-EBK



BF212 (HBF-212-EW)



# USO PROFESIONAL

BF511 (HBF-511-E)



# Termómetros

## TERMÓMETROS DIGITALES DE OÍDO

GENTLE TEMP 520 (MC-520-E)

C.N. 171996.6

Termómetro de oído rápido y preciso.



GENTLE TEMP 521 (MC-521-E)

C.N. 171997.3

Mide la temperatura en el oído, en la superficie del biberón, la bañera y la habitación.



## TERMÓMETROS DIGITALES TIPO "PEN"

FLEX TEMP SMART (MC-343F-E4)

C.N. 364067.1

Termómetro digital rápido de punta flexible (especial para bebés).



ECO TEMP BASIC (MC-246-E4)

C.N. 332361.1

Termómetro digital rápido.



# Tens y Pulsioxímetro

HEAT TENSE (HV-F311-E)



E3 INTENSE (HV-F123-E)

TENS con 3 programas automáticos y uso en modo manual.



P300 Intelli IT





Modelo	Gentle Temp 521	Gentle Temp 520	Flex Temp Smart	Eco Temp Basic
Código de producto	MC-521-E	MC-520-E	MC-343F-E	MC-246-E
Tipo de medición	Oído, superficie, habitación	Oído	Oído, bajo la axila, rectal	Oído, bajo la axila, rectal
OMRON connect				
Sin contacto				
Funciones de medición 3 en 1 Temperatura corporal, superficial y ambiente	●			
Retroiluminación	●			
Pitido Avisa cuando se completa la medición	●	●	●	●
Memoria	25	9	última lectura	última lectura
Medición rápida en 1 segundo	●	●		
Selección °C/°F	●	●	●	●
Gran pantalla con 3 dígitos	●	●	●	●
Batería intercambiable	●	●	●	●
Resistente al agua			●	●
Apagado automático	●	●	●	●
Fundas protectoras	21 piezas	21 piezas		

## Accesorios

Modelo	Código de producto	Código de producto
Funda protectora	MC-EP2-E	Fundas protectoras desechables para uso exclusivo con los termómetros de oído Gentle Temp 521 y Gentle Temp 520 (40 piezas)



Modelo	VIVA	BF212	BF511
Código de producto	HBF-222T-EBK	HBF-212-EW	HBF-511T-E / HBF-511B-E
OMRON connect	●		●
Grasa corporal (en %) Cantidad de masa de grasa corporal como porcentaje del peso corporal total	●	●	●
Índice de masa corporal Relación entre el peso y la altura de una persona	●	●	●
Músculo esquelético (en %) Músculos unidos a los huesos que mueven el cuerpo	●		●
Grasa visceral Grasa que rodea los órganos	●		●
Índice metabólico basal Nivel mínimo de ingesta calórica para mantener las funciones metabólicas básicas	●		●
Medición corporal completa Medición de pie y mano con 8 sensores			●
Número de perfiles de usuario que se pueden configurar (además de invitados)	4	4	4
Función de memoria Muestra la medición anterior	30*		●
Franja de edad	10-80 años	10-80 años	6-80 años
Incrementos	100 g	100 g	100 g
Capacidad de peso máximo	150 kg	150 kg	150 kg
Material	acero inoxidable/vidrio	acero inoxidable/vidrio	acero inoxidable/plástico
Tecnología de encendido y apagado	encendido y apagado automático	encendido y apagado automático	interruptor

\* Almacena hasta 30 mediciones por usuario hasta que se sincroniza con la aplicación.



Modelo	HeatTens	E3 Intense
Código de producto	HV-F311-E	HV-F021-EW
Tecnología Heat Relaja los músculos y alivia el dolor.	2 intensidades de calor (o sin calor)	
Tecnología TENS de triple acción Bloquea el mensaje de dolor, desencadena la liberación de endorfinas y mejora la circulación sanguínea.		
Sin fármacos		
Zonas de tratamiento	<b>6 zonas de tratamiento:</b> espalda, hombro, articulaciones, pierna, brazo, planta del pie (o pie)	<b>6 zonas de tratamiento:</b> espalda, hombro, articulaciones, pierna, brazo, planta del pie (o pie)
Modos de masaje	<b>3 modos de masaje:</b> golpecitos, amasamiento, fricción	<b>3 modos de masaje:</b> golpecitos, amasamiento, fricción
Niveles de intensidad	20	20
Pantalla		
Geles incluidos	2 pares de botes de hidrogel	
Electrodos incluidos		Electrodos de larga duración, reutilizables hasta 150



## P300 Intelli IT

### Pulsioxímetro conectado para uso profesional y doméstico



OMRON P300 Intelli IT es un pulsioxímetro de dedo inteligente para uso doméstico o por profesionales sanitarios. El dispositivo mide los niveles de saturación de oxígeno en sangre (SpO2) de forma precisa y toma el pulso.

- **Dispositivo pequeño:** ligero y de bajo consumo.
- **Pantalla OLED a todo color:** muestra los valores de SpO2, la frecuencia de pulso y la forma de onda de pulso.
- **2 modos de pantalla.**
- **Indicador de batería:** 2 pilas alcalinas AAA (LR03).
- **Aplicación OMRON connect:** transferencia de datos automática. Conéctese. Acceda en cualquier momento. Consulte el progreso.
- **Apagado y encendido automático:** cuando no se detecta ninguna señal o esta es muy baja, aparecerá el mensaje «Finger Out» (dedo extraído) y se apagará automáticamente en 8 segundos.
- **Indicador de señal débil o inestable:** proporciona mediciones más precisas.



# OMRON

 Peroxfarma

Más información:  
[www.omron-healthcare.es](http://www.omron-healthcare.es) | [www.peroxfarma.com](http://www.peroxfarma.com) | Tel. 934 517 878

Copyright © 2021 OMRON Healthcare



PM-2058-01-08/2021